


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rgap1 (Validado Por Kd) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0H5

Número de artículo: CM0009817



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RGAP1 (proteína 1 activadora de la GTPasa Rac), validado por KD, para WB, IHC-P y ELISA. Detecta RGAP1 humano, de ratón y de rata (71 kDa). Se dirige a un regulador clave de la citocinesis implicado en la división celular y la eritropoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra RGAP1 [validado por KD]
Observaciones/Sinónimo	CYK4; CDAN3B; ID-GAP; HsCYK-4; MgcRacGAP; RGAP1 [validado por KD]
Especie	Humana
ID del gen (humano)	29127
ID del gen	29127
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 533-632 de RGAP1 humana (NP_037409.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q9H0H5
Peso proteico	71 kDa
Envío	Bolsa de hielo