

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgl2 Para Wb Y Elisa - Q8Gxw1

Número de artículo: CM0020341

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la proteína DELLA RGL2 (RGA-like 2) de Arabidopsis thaliana, validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Ideal para investigación en señalización de giberelinas, germinación de semillas y respuesta al estrés en plantas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGL2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RGA-like 2; T21P5.13; T21P5_13; RGL2
Especie	Arabidopsis thaliana
GeneID (humano)	5863
GeneID	821251
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 40-156 de RGL2 de arabidopsis thaliana (NP_186995.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q8Gxw1
Peso Proteico	60kDa
Envío	Bolsa de hielo