

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgl3 - Rgl3

Número de artículo: CM0024091

Introducción

Anticuerpo policlonal dirigido a la proteína RGL3 de Arabidopsis thaliana, adecuado para Western blot y ELISA. Producido en conejo contra una proteína de fusión recombinante, con reactividad cruzada validada para Arabidopsis thaliana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RGL3
Especie	Arabidopsis thaliana
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-106 de Arabidopsis thaliana RGL3 (NP_197251.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Arabidopsis thaliana
Envío	Bolsa de Hielo