


Anticuerpo Policlonal Anti-Rgn Para Wb, Elisa - Q15493

Número de artículo: CM0027370



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la regucalcina humana (RGN/SMP30). Validado para WB y ELISA, detecta humano, ratón y rata. Ideal para la investigación de señalización de calcio y gluconolactonasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RGN pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	RC; GNL; SMP30; HEL-S-41; RGN
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9104
GeneID	9104
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-299 de la RGN humana (NP_004674.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15493
Peso Proteico	33kDa
Envío	Bolsa de hielo