

## Anticuerpo Policlonal Anti-Rgr Para Wb, Elisa - P47804

Número de artículo: CM0027041

### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RGR humano (receptor acoplado a proteína G de retina RPE), validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con rata. Apoya la investigación sobre el ciclo visual, el epitelio pigmentario de la retina y la isomerización de retinoides.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | RGR pAb de Conejo                                                                                                                  |
| Observaciones/Alias | RP44; RGR                                                                                                                          |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| GeneID (Humano)     | 5995                                                                                                                               |
| GeneID              | 5995                                                                                                                               |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 156-295 del RGR humano (NP_002912.2). |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                           |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad Cruzada | Rata                                                                                                                               |
| SWISS               | P47804                                                                                                                             |
| Peso Proteico       | 32kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |