

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgs10 Para Wb Y Elisa - O43665

Número de artículo: CM0026219



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RGS10 humano, adecuado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata; detecta una proteína de ~21kDa. Ideal para la investigación de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-RGS10
Observaciones/Alias	RGS10
Especie	Humano
ID de gen	6001
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-181 de RGS10 humano (NP_001005339.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43665
Peso de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo