

Anticuerpo Policlonal Anti-Rgs13 Para Wb, Elisa - O14921

Número de artículo: CM0017965

Introducción

El anticuerpo policlonal contra RGS13 (conejo, validado para WB/ELISA) se dirige contra RGS13 humano (19 kDa), un regulador de la señalización de proteínas G. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	pAb de conejo contra RGS13
Observaciones/Alias	RGS13
Especie	Humano
GeneID (humano)	6003
GeneID	6003
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-159 de RGS13 humano (NP_002918.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, rata
SWISS	O14921
Peso de la proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo