


Anticuerpo Policlonal Anti-Rgs2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41220

Número de artículo: CM0020384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra RGS2 humano, validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización de proteínas G y la regulación de la presión arterial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RGS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G0S8; RGS2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5997
GeneID	5997
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-211 de RGS2 humano (NP_002914.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P41220
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo