

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgs4 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49798

Número de artículo: CM0022549

Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal de conejo contra RGS4 humano (SWISS P49798), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reconoce homólogos de ratón y rata. Adecuado para investigar la señalización y regulación de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del producto	RGS4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RGP4; SCZD9; RGS4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	5999
GeneID	5999
Inmunógeno	Péptido sintético dentro de los aminoácidos 1-100 de RGS4 humano (NP_005604.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49798
Peso molecular de proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo