


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rgs5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O15539

Número de artículo: CM0030235



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RGS5 humano (Regulador de la señalización de proteína G 5). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacción cruzada con ratón. Adecuado para investigación de señalización por GPCR y desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RGS5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MST092; MST106; MST129; MSTP032; MSTP092; MSTP106; MSTP129; RGS5
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	8490
ID del gen	8490
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	O15539
Peso molecular de la proteína	21kDa
Envío	Bolsa de hielo