


Anticuerpo Policlonal Anti-Rhbdd1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Teb9

Número de artículo: CM0014363



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo RHBDD1 es un anticuerpo policlonal validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona con RHBDD1 humano, ratón y rata, una proteasa romboide implicada en la ERAD, la apoptosis y la espermatogénesis. Ideal para investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RHBDD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RRP4; RHBDL4; RHBDD1
Especie	Humano
GeneID	84236
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 206-315 del RHBDD1 humano (NP_115652.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8TEB9
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo