

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rheb Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15382

Número de artículo: CM0018212



Introducción

El pAb de conejo anti-Rheb detecta la proteína RheB humana, de ratón y de rata (~20 kDa) en aplicaciones de WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para la investigación de la señalización de mTOR y el crecimiento celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-Rheb
Observaciones/Alias	RHEB2; RheB
Especie	Humana
GeneID (humano)	6009
GeneID	6009
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	Q15382
Peso de la proteína	20 kDa
Envío	Bolsa de hielo