


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhoa Para Wb, Ihc-P Y Elisa - P61586

Número de artículo: CM0013958



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra RhoA (ARHA) para WB, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Es esencial para el estudio de la organización del citoesqueleto, la migración celular y la transducción de señales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RhoA Rabbit pAb
Observaciones/alias	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Especie	Humano
ID del gen (humano)	387
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 94-193 de RhoA humano (NP_001655.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P61586
Peso molecular	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo