

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhoa Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P61586

Número de artículo: CM0013576



Introducción

El anticuerpo policlonal de conejo anti-RhoA de CamelBio (P61586) está validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta RhoA humano, de ratón y de rata (22 kDa), una pequeña GTPasa que regula el citoesqueleto y la migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RhoA Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARHA; ARH12; RHO12; EDFAOB; RHOH12; RhoA
Especie	Humano
GeneID (Humano)	387
GeneID	387
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P61586
Peso Proteico	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo