


Anticuerpo Monoclonal Anti-Rhoa/Rhob/Rhoc Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16695 / P68431

Número de artículo: CM0012061



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RHOA/RHOB/RHOC, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Proteína de 22kDa – Q16695 / P68431.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo RHOA/RHOB/RHOC
Observaciones/Alias	ARH9; ARHC; H9; RHOH9; RHOA/RHOB/RHOC
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	387/388/389
ID Gen	389/387/388
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-193 de RHOA/RHOB/RHOC humano (P08134)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16695/P68431
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo