


Anticuerpo Policlonal Anti-RhoB Para Wb, Elisa - P62745

Número de artículo: CM0029618



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RhoB de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta RhoB humano, de ratón y de rata (~22 kDa). Adecuado para investigaciones sobre apoptosis, cáncer y señalización celular. - P62745

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RhoB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	388
ID de Gen	388
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-190 del RhoB humano (NP_004031.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62745
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo