


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-RhoB Para Wb Y Elisa - P62745

Número de artículo: CM0007615



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra RhoB humano. Validado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para la investigación de la apoptosis, la tumorigénesis y el tráfico celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-RhoB
Observaciones/Alias	ARH6; ARHB; RHOH6; MST081; MSTP081; RhoB
Especie	Humano
ID del gen	388
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia situada entre los aminoácidos 70 y 150 de RhoB humano (NP_004031.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P62745
Peso de la proteína	22 kDa
Envío	Bolsa de hielo