

Anticuerpo Policlonal Anti-Rhod Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00212

Número de artículo: CM0028433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RHOD (RhoD) humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Peso molecular predicho de 23 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RHOD Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Rho; ARHD; RHOM; RHOHP1; RHOD
Especie	Humano
GeneID (humano)	29984
GeneID	29984
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 101-200 de RHOD humano (NP_055393.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00212
Peso molecular de la proteína	23kDa
Envío	Bolsa de hielo