


Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Rodopsina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08100

Número de artículo: CM0019980



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra rodopsina validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Dirige al fotorreceptor acoplado a proteína G esencial para la visión en penumbra y la investigación en fototransducción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Rodopsina Rabbit pAb
Notas / Alias	RP4; OPN2; CSNBAD1; Rodopsina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6010
GeneID	6010
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200 hasta el extremo C-terminal de la rodopsina humana (NP_000530.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P08100
Peso de la Proteína	39kDa
Envío	Bolsa de hielo