

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhog Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P84095

Número de artículo: CM0023061



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RHOG validado para Western blot (WB), IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con RHOG humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la sinapsis inmunológica, la migración celular y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RHOG Rabbit pAb
Observaciones/alias	ARHG; RHOG
Especie	Humano
GeneID (humano)	391
GeneID	391
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de RHOG humano (NP_001656.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P84095
Peso proteico	21 kDa
Envío	Bolsa de hielo