


Anticuerpo Policlonal Anti-Rhogap De Conejo Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13017

Número de artículo: CM0025734



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo RhoGAP (Q13017) validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Proteína activadora de GTPasa para la familia Rho. Ideal para estudios de señalización celular y citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RhoGAP
Observaciones/Alias	GF12; p190-B; RhoGAP5; p190BRhoGAP; RhoGAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	394
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1292-1501 de RhoGAP humano (NP_001164.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13017
Peso Proteico	172kDa
Envío	Bolsa de hielo