

Anticuerpo Policlonal Anti-Rhogdi Para Wb, Elisa - P52565

Número de artículo: CM0014115



Introducción

Anticuerpo policlonal anti-RhoGDI validado mediante KO para WB y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la señalización de las GTPasas Rho y la regulación de la motilidad celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado mediante KO] RhoGDI Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	GDIA1; NPHS8; RHOGDI; RHOGDI-1; HEL-S-47e; DI
Especie	Humano
ID del gen (humano)	396
ID del gen	396
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-204 de la RhoGDI humana (NP_001172006.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P52565
Peso de la proteína	23 kDa
Envío	Bolsa de hielo