

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhoh Para Wb, If/Icc, Elisa - Q15669

Número de artículo: CM0024801

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RHOH humano (RhoH, TTF), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Adecuado para estudios de señalización de células hematopoyéticas, desarrollo de células T y función de células cebadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RHOH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TTF; ARHH; RHOH
Especie	Humano
GeneID (Humano)	399
GeneID	399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-191 de RHOH humano (NP_004301.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15669
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo