


Anticuerpo Policlonal Anti-Rhot1/Miro1 Para Wb, Elisa - Q8Ixi2

Número de artículo: CM0026150



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RHOT1/MIRO1 humano (GTPasa Rho mitocondrial 1), validado para WB y ELISA. Detecta humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante (aa 310-590). Ideal para la investigación del tráfico mitocondrial y la fisión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[KD Validado] RHOT1/MIRO1 pAb de conejo
Observaciones/Alias	ARHT1; MIRO1; MIRO-1; RHOT1/MIRO1
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	55288
ID de gen	55288
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 310-590 de RHOT1/MIRO1 humano (NP_060777.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXI2
Peso proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo