

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rhot2 Para Wb - Q8Ixi1

Número de artículo: CM0027877



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que se dirige a RHOT2 humano (MIRO-2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, rata. Estudia el tráfico mitocondrial y la distribución subcelular. UniProt Q8IXI1.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RHOT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RASL; ARHT2; MIRO2; MIRO-2; C16orf39; RHOT2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	89941
GeneID	89941
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 340-550 del RHOT2 humano (NP_620124.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IXI1
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo