


## Anticuerpo Policlonal Anti-Rhou Para Wb, Elisa - Q7L0Q8

Número de artículo: CM0020766



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RHO humano (WRCH1, CDC42L1), validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Implicado en la morfología celular, la organización del citoesqueleto y la investigación de la migración celular.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                  |
|---------------------|----------------------------------------|
| Nombre del producto | RHO Rabbit pAb                         |
| Observaciones/Alias | ARHU; G28K; WRCH1; hG28K; CDC42L1; RHO |
| Especie             | Humano                                 |
| GeneID (humano)     | 58480                                  |
| GeneID              | 58480                                  |
| Inmunógeno          | Péptido sintético                      |
| Fuente              | conejo                                 |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales               |
| Aplicación          | WB, ELISA                              |
| Reactividad cruzada | Humano                                 |
| SWISS               | Q7L0Q8                                 |
| Peso de la proteína | 28 kDa                                 |
| Envío               | Bolsa de hielo                         |