

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ric8A Para Wb Y Elisa - Q9Npq8

Número de artículo: CM0017595

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RIC8A de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta RIC8A (sinembrina-A) humana, de ratón y de rata, una chaperona y GEF para proteínas G alfa. Ideal para investigación en señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIC8A Conejo pAb
Observaciones/Alias	RIC8; RIC8A
Especie	Humano
GeneID (Humano)	60626
GeneID	60626
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 362-531 de RIC8A humana (NP_001273063.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NPQ8
Peso Molecular de la Proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo