

Anticuerpo Policlonal Anti-Rictor Para Wb - Q6R327

Número de artículo: CM0027561



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-RICTOR validado para WB y ELISA. Reconoce RICTOR humano con reactividad cruzada con rata. Esta proteína de ~192 kDa es un adaptador clave en mTORC2, mediando la fosforilación de AKT y el crecimiento celular. - Q6R327

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RICTOR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PIA, AVO3, hAVO3, RICTOR
Especie	Humano
GeneID	253260
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1043-1142 de RICTOR humano (NP_689969.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Rata
SWISS	Q6R327
Peso Proteico	192kDa
Envío	Bolsa de hielo