

## Anticuerpo Monoclonal Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb, Elisa - 095786

Número de artículo: CM0009681



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Rig-I/DDX58 (SWISS 095786) validado para WB y ELISA. Detecta RIG-I humano, un sensor de ARN citoplasmático fundamental en la inmunidad antiviral innata. Adecuado para estudios de investigación de enfermedades infecciosas y señalización de interferón.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | Ac. mAb de Conejo Rig-I/DDX58                                            |
| Observaciones/Alias | RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58                           |
| Especie             | Humano                                                                   |
| ID del Gen          | 23586 (Humano)                                                           |
| Inmunógeno          | Péptido Sintético: Un péptido sintetizado derivado de Rig-I/DDX58 humano |
| Fuente              | Conejo                                                                   |
| Categoría           | Anticuerpos Monoclonales                                                 |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                |
| Reactividad Cruzada | Humano                                                                   |
| SWISS               | 095786                                                                   |
| Peso Proteico       | 107kDa                                                                   |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                           |