

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb, Elisa - O95786

Número de artículo: CM0007108



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra Rig-I/DDX58 humano (RIG-I, DDX58). Validado para Western blot (WB) y ELISA. Tiene reacción cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación sobre inmunidad innata y respuesta antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rig-I/DDX58 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23586
GeneID	23586
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reacción cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95786
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo