

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rig-I/Ddx58 Para Wb Y Elisa - O95786

Número de artículo: CM0014568



Introducción

CamelBio ofrece un anticuerpo policlonal específico de conejo contra Rig-I/DDX58 humano, validado para Western blot y ELISA. Detecta Rig-I humano y de rata, un receptor crucial de la inmunidad innata para la detección de ARN viral y la señalización antiviral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Rig-I/DDX58 pAb de conejo
Observaciones/Alias	RIG1; DDX58; RIG-I; RLR-1; SGMRT2; Rig-I/DDX58
Especie	Humano
GeneID	23586
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 825-925 de Rig-I/DDX58 humano (NP_055129.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, rata
SWISS	O95786
Peso de la proteína	107 kDa
Envío	Bolsa de hielo