

Anticuerpo Policlonal Anti-Rin2 Para Wb Y Elisa - Q8Wyp3

Número de artículo: CM0013462

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RIN2 humano (interactor de Ras y Rab 2), también conocido como RASSF4. Validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudios de vías de endocitosis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIN2 Conejo pAb
Observaciones/Alias	MACS; RASSF4; RIN2
Especie	Humano
ID del Gen	54453
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WYP3
Peso Proteico	100kDa
Envío	Bolsa de hielo