


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q99496

Número de artículo: CM0007007



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra RING1B/RNF2 (RING2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta RING1B humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación epigenética, de cromatina y sobre cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RING1B/RNF2 Rabbit mAb
Notas / Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-336 de RING1B/RNF2 humano (NP_009143.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99496
Peso de la Proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo