


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ring1B/Rnf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa, Chip - Q99496

Número de artículo: CM0030750



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RING1B/RNF2 (ligasa de ubiquitína-proteína E3 RING2), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación de cromatina y epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RING1B/RNF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B; RING1B/RNF2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6045
ID de Gen	6045
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-336 de RING1B/RNF2 humano (NP_009143.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99496
Peso Proteico	38kDa
Envío	Bolsa de hielo