


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ring1B/Rnf2 Polymab® De Conejo Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q99496

Número de artículo: CM0005892



Introducción

Anticuerpo monoclonal PolymAb® de conejo dirigido a RING1B/RNF2 humano (E3 ubiquitina ligasa), validado para WB, IHC-P, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación de biología epigenética y de cromatina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RING1B/RNF2 PolymAb® de conejo
Observaciones/Alias	BAP1; DING; BAP-1; HIP13; RING2; LUSYAM; RING1B
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6045
GeneID	6045
Inmunógeno	Proteína recombinante de RING1B/RNF2 humano (NP_009143.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99496
Peso de la proteína	38kDa
Envío	Bolsa de hielo