


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Riok2 Para Wb, Elisa - Q9Bvs4

Número de artículo: CM0018448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RIOK2 humana, apto para Western blot y ELISA. El objetivo participa en la biogénesis de ribosomas y la regulación del ciclo celular. Ideal para aplicaciones de investigación en IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RIOK2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIO2; RIOK2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	55781
GeneID	55781
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 253-552 de RIOK2 humana (NP_060813.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9BVS4
Peso de la proteína	63kDa
Envío	Bolsa de hielo