

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rip3 Para Ihc-P, If/Icc Y Elisa - Q9QzL0

Número de artículo: CM0020566



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RIP3 de ratón (Ripk3), validado para IHC-P, IF/ICC y ELISA. Tiene reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Adecuado para la investigación de la necroptosis, la apoptosis y la muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RIP3 Rabbit pAb
Observaciones/alias	Rip3; 2610528K09Rik; RIP3
Especie	Ratón
GeneID (humano)	11035
GeneID	56532
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 320-420 de RIP3 de ratón (NP_064339.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q9QZL0
Peso molecular	53 kDa
Envío	Bolsa de hielo