

Anticuerpo Policlonal Anti-Rip3/Ripk3 Para Ihc-P Y Elisa - Q9Y572

Número de artículo: CM0022111



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RIP3 (RIPK3) humano. Validado para IHC-P y ELISA. Ideal para estudiar la necroptosis, la apoptosis y las interacciones entre virus y huésped. Utilice este anticuerpo de grado de investigación para explorar las vías de muerte celular programada y la regulación metabólica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra RIP3
Observaciones/Alias	RIP3; RIPK3
Especie	Humana
ID del gen	11035
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 410-518 de RIP3 humano (NP_006862.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q9Y572
Peso de la proteína	57 kDa
Envío	Bolsa de hielo