


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Ip, Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0003896



Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo contra RIPK1/RIP [Validado por KD] detecta la proteína RIPK1 humana. Validado para WB, IP y ELISA. Ideal para el estudio de vías apoptóticas mediadas por TNF, necroptosis y vías inflamatorias. El inmunógeno recombinante garantiza especificidad.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo contra RIPK1/RIP [Validado por KD]
Notas/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	8737
ID del Gen	8737
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13546
Peso de la Proteína	76kDa
Envío	Bolsa de hielo