


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0025634



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado dirigido a RIPK1/RIP (RIP1) para Western blot (WB) y ELISA. Detecta RIP1 humana y de ratón, una serina-treonina quinasa que regula la apoptosis inducida por TNF, la necroptosis y las vías inflamatorias. Adecuado para la investigación de señalización de muerte celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIPK1/RIP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1
Especie	Humano
GeneID	8737
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 465-671 de RIPK1/RIP humana (NP_003795.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q13546
Peso Proteico	75kDa
Envío	Bolsa de hielo