


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ripk1/Rip Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13546

Número de artículo: CM0030178



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RIPK1/RIP (RIP1) humano. Adecuado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Uso en investigación para apoptosis, necroptosis y señalización inflamatoria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RIPK1/RIP pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RIP; RIP1; AIEFL; IMD57; RIP-1; RIPK1/RIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	8737
GeneID	8737
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 100-200 de RIPK1/RIP humano (NP_003795.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13546
Peso Proteico	76kDa
Envío	Bolsa de hielo