


Anticuerpo Policlonal Anti-Ripk2 Para Wb, Elisa - 043353

Número de artículo: CM0019743



Introducción

Anticuerpo RIPK2 de conejo de alta calidad validado para WB y ELISA. Detecta RIPK2 humano, de ratón y de rata, una quinasa clave de la inmunidad innata involucrada en la señalización de NOD1/2 y la activación de NF- κ B. Ideal para investigación en inmunología e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RIPK2
Observaciones/Alias	CCK; RICK; RIP2; CARD3; GIG30; CARDIAK; RIPK2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8767
GeneID	8767
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-540 de RIPK2 humano (NP_003812.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43353
Peso Proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo