

Anticuerpo Monoclonal Anti-Ripk3 (Rip3) Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y572

Número de artículo: CM0005985



Introducción

Anticuerpo monoclonal dirigido contra RIPK3 (RIP3) humano, apto para Western blot, IHC-P y ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar las vías de necroptosis y apoptosis en investigación oncológica y de infecciones virales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de ratón Ripk3
Observaciones/Alias	RIP3; RIPK3
Especie	Humano
GeneID (humano)	11035
GeneID	11035
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 101-200 de RIP3 humano (NP_006862.2).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q9Y572
Peso Molecular de la Proteína	57kDa
Envío	Bolsa de hielo