

Anticuerpo Policlonal Anti-Ripk4 De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P57078

Número de artículo: CM0028295

Introducción

CamelBio ofrece un Anticuerpo Policlonal Anti-RIPK4 de Conejo validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con RIPK4 humano y de ratón. Ideal para estudios de diferenciación de queratinocitos, homeostasis de la piel y activación de NF-κB.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo RIPK4
Observaciones/Alias	DIK, PKK, PPS2, RIP4, ANKK2, NKRD3, ANKRD3, CHANDS, RIPK4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	54101
GeneID	54101
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 240-520 de RIPK4 humano (NP_065690.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P57078
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo