


Anticuerpo Policlonal Anti-RLN2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04090

Número de artículo: CM0025092



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a la prorelaxina H2 humana (RLN2), validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano y rata. Ideal para estudiar la remodelación del tejido conectivo relacionada con el embarazo y la biología reproductiva.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RLN2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	H2; RLXH2; H2-RLX; bA12D24.1.1; bA12D24.1.2; RLN2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6019
GeneID	6019
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-185 de RLN2 humana (NP_604390.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Rata
SWISS	P04090
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo