


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rmi1 Para Wb Y Elisa - Q9H9A7

Número de artículo: CM0030857



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RMI1 humano (BLAP75/FAAP75), validado para WB y ELISA. Reconoce RMI1 de ratón. Ideal para estudiar el control del entrecruzamiento de ADN y la recombinación homóloga.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RMI1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	BLAP75; FAAP75; C9orf76; RMI1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	80010
GeneID	80010
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-350 del RMI1 humano (NP_079221.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9H9A7
Peso Proteico	70kDa
Envío	Bolsa de hielo