


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rmi2 Para Wb, Elisa - Q96E14

Número de artículo: CM0028730



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra RMI2 humano (BLAP18), validado para WB y ELISA. Esencial para la estabilidad genómica y la recombinación homóloga; adecuado para la investigación de reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RMI2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BLAP18; C16orf75; RMI2
Especie	Humano
ID de gen	116028 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-147 de RMI2 humano (NP_689521.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q96E14
Peso de la proteína	16 kDa
Envío	Bolsa de hielo