

Anticuerpo Policlonal Anti-Rmnd1 Para Wb, Elisa - Q9Nws8

Número de artículo: CM0023377

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RMND1 humano, validado para WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación sobre traducción mitocondrial y ensamblaje de ribosomas. Ideal para el desarrollo de ensayos diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RMND1 Rabbit pAb
Abreviaturas / Alias	RMD1; C6orf96; COXPD11; bA351K16; bA351K16.3; RMND1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55005
GeneID	55005
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 13-200 de la proteína RMND1 humana (NP_060379.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NWS8
Peso de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo