

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Rmnd5A Para Wb, Elisa - Q9H871

Número de artículo: CM0013733



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra RMND5A humana, componente central del complejo de ubiquitina ligasa E3 CTLH. Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Apoya la investigación de la vía de ubiquitinación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	RMND5A Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CTLH; GID2; RMD5; GID2A; p44CTLH; RMND5A
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	64795
ID del gen	64795
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-270 de RMND5A humana (NP_073617.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H871
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo