


Anticuerpo Policlonal Anti-Rnase1 Para Wb, Elisa - P07998

Número de artículo: CM0026979



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la RNASE1 humana (ribonucleasa A), validado para WB y ELISA, reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para estudiar el metabolismo del ARN y la investigación de la función pancreática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	RNASE1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	RAC1, RIB1, RNS1, RNASE1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6035
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 29-156 de la RNASE1 humana (NP_937875.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P07998
Peso Molecular de la Proteína	18kDa
Envío	Bolsa de hielo